
HEALTH CARE SYSTEM


(SECTION OF SENSOR)


F110156105曾厚荃

SYSTEM FLOW









人員體溫檢測

 姓名:
 華*聯

 手機:
 0912***678

 生日:
 2019-08-24

 性別:
 male

電子信箱: steven_tsai@huakai.com.tw

體溫: 體重: 血氧: 脈搏: 收縮壓: 舒張壓:



Insert data to database

© 2021 ITALAB

FDK300額溫槍

額溫資訊在 service0020/char0023

```
import subprocess
class FDK300:
   def __init__(self):
       self.cmd = '''
       { printf 'scan on\n\n'
         printf 'connect C6:05:04:07:4D:54\n\n'
         printf 'menu gatt\n\n'
         printf 'select-attribute /org/bluez/hci0/dev_C6_05_04_07_4D_54/service0020/char0023\n\n'
         printf 'read\n\n'
         printf '\n\n'
         sleep 3
       } | bluetoothctl
   def get_sensor_data(self):
        proc = subprocess.Popen(self.cmd, shell=True, stdout=subprocess.PIPE)
```

https://gist.github.com/tsenghc/0b7f9fbacd7ba21df395a1217ef79739

FDK300額溫槍封包解析

- 切到對應目錄讀取資料
- 資料只存在於語音播報期間
- 資料精度到小數二位
- 語音播報完畢體溫數據會release
- HEX(0d33) = DEC(3379)/100 =33.79度
- HEX(55aa) = 資料不存在

FDK400血壓計

血壓資訊在 service0021/char0022

```
import subprocess
class FDK400:
    def __init__(self):
       self.cmd = '''
        { printf 'scan on\n\n'
         printf 'connect 07:B3:EC:03:99:BE\n\n'
         printf 'menu gatt\n\n'
         printf 'select-attribute /org/bluez/hci0/dev_07_B3_EC_03_99_BE/service0021/char0022\n\n'
         printf 'read\n\n'
         printf '\n\n'
         sleep 1
        } | bluetoothctl
```

https://gist.github.com/tsenghc/0ec9ce924aa59a7800cd02e8b81c9713

FDK400血壓計封包解析

五·發送測試結果(0X55)

血壓計發送測試結果: FF FE OA C3 21 55 00 8C 00 58 5F 00

解析:FFFE:引導碼

0A:長度碼

C3:校驗和

21: 血壓計固定值

55:命令碼

測試結果為:高壓:140mmHg;低壓:88mmHg;脈搏:95次;

0x00 無心率不齊

0x11 心率不齊。

MI70血氧計

血壓資訊在 service001f/char0020

```
import subprocess
class M170:
    def __init__(self):
       self.cmd = '''
        { printf 'scan on\n\n'
          printf 'connect C8:DF:84:37:B4:D8\n\n'
          printf 'menu gatt\n\n'
         printf 'select-attribute /org/bluez/hci0/dev_C8_DF_84_37_B4_D8/service001f/char0020\n\n'
          printf 'notify on\n'
          printf '\n\n'
          sleep 7
          printf 'disconnect\n\n'
        } | bluetoothctl
```

https://gist.github.com/tsenghc/0cbbff3f818aa5bc8cb37a050552bbd1

MI70血氧計封包解析

二: 血氧饱和度和脉率数据 (每秒发送一个数据包,每个包有4字节数据) 0xFE 0x6A 0x76 0x52 0x04 D0 D1 D2 D3 CS。

0xFE: 帧头

0x6A: 蓝牙通讯方式

0x76: 血氧仪

0x52: 血氧饱和度和脉率数据

0x04: 数据长度 4 个字节

DO: 包类型, bit0=1;bit1=0;

D1: 脉率 bit0—bit7。

D2: 血氧饱和度,单位%,数值在35—100。127为无效值,无效值可以显示成"---"。

D3: PI 指数, 0-200, 255 为无效值。

CS: 累计和校验

MTKAI體重計

該體重機採用bluetooth advertising,使用 bluetoothctl開啟掃描後 監聽並解析即可

```
import subprocess
class MTKA1:
   def __init__(self):
       self.find data = False
        self.cmd = '''
        { printf 'scan on\n\n'
         printf '\n\n'
         sleep 30
         printf 'quit\n\n'
        } | bluetoothctl
   def get_sensor_data(self):
        proc = subprocess.Popen(self.cmd, shell=True, stdout=subprocess.PIPE)
```

https://gist.github.com/tsenghc/daef96529d2c33ed227adbe598bd8300

MTKAI體重計封包解析

- 開啟掃描並監聽
- 資料精度到小數一位
- HEX(57) = DEC(87)/10 = 8.7KG
- HEX(013b) = DEC(315)/10 = 31.5KG

```
pi@raspberrypi:~ $ bluetoothctl
Agent registered
[bluetooth]# scan on
Discovery started
[CHG] Controller B8:27:EB:4B:AF:29 Discovering: yes
     Device 7F:F3:D2:54:93:76 7F-F3-D2-54-93-76
     Device 68:64:4B:0F:36:22 68-64-4B-0F-36-22
     Device 52:DA:7A:89:1C:82 52-DA-7A-89-1C-82
     Device A4:C1:38:E1:94:82 LYWSD03MMC
[NEW] Device EC:98:7C:89:82:7D EC-98-7C-89-82-7D
[NEW] Device 6A:79:F4:76:D4:50 6A-79-F4-76-D4-50
     Device F2:F0:42:87:EB:67 F2-F0-42-87-EB-67
[NEW] Device DA:1C:2B:80:91:1D realme Watch
[NEW] Device 6D:97:40:33:34:D0 6D-97-40-33-34-D0
[CHG] Device 6D:97:40:33:34:D0 ManufacturerData Key: 0x20ca
[CHG] Device 6D:97:40:33
                         34.00 anufacturerData Value:
                                00 00 43 6d 97 40
 0b 12 12 12 12 01 01 31
                                                   ......?.W..Cm.@
 33 34 d0
                                                   34.
[CHG] Device 6D:97:40:33:24:DC ManufacturerData Value:
                         01 3b 13 96 d5 6d 97 40
 0b 12 12 12 12 01 01 4
 33 34 d0
                                                    34.
```